


Fiche produit

**TEST PROTÉINE PROCLEAN POUR CONTRÔLE PROPRETÉ
SURFACE ET MATÉRIEL (x25)**

Référence : TR1225



- Test de résidus protéiques de surface - pack de 25 tests
- Permet de contrôler la propreté des surfaces
- Identifie les résidus protéiniques post-nettoyage
- Écouvillons pré humidifiés inclus
- Révélation de la contamination par un changement de couleur vers le violet
- Temps d'obtention des résultats : entre 1 et 10 minutes
- Se conserve soit à température ambiante soit au réfrigérateur, dans une plage de 2 à 25°C

Sanipousse – 15 rue Copernic – 41260 La Chaussée Saint Victor - France
+33 (0)2 54 43 75 75 - Contact
Conditions générales de vente - Mentions légales

Copyright © 2024 - Sanipousse
Site créé par MGS Informatique

9.6/10
158 avis

