

MATELAS

Top confort



15 cm
épaisseur totale



TECHNOLOGIE MOUSSE
ACCUEIL MÉMOIRE DE FORME



DESCRIPTION

4 cm de mousse à **mémoire de forme de densité 55 kg/m³**, matière hautement performante favorisant une **meilleure répartition des pressions de contact**, s'adaptant à la morphologie du patient et **favorisant la qualité de son sommeil** + 11 cm de **mousse HR35 kg/m³** rainuré sur un côté permettant de s'adapter à **tous types de lits médicalisés**

Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène

Housse imperméable en maille **60% polyester** enduite **40% polyuréthane M1** respirabilité **400g/m² par 24h**, coloris vert, **150g/m²**

Housse amovible par **fermeture à glissière inversée** sur une longueur et une largeur en arête inférieure avec **étiquette d'identification** du côté "dormeur". Plus besoin de couvrir la glissière pour garantir une **hygiène parfaite et un nettoyage facile**

Housse lavable **en machine à 90°**, **séchage en machine à tambour autorisé** (jusqu'à 60°), utiliser de **l'eau savonneuse**, de **l'eau de javel très diluée**, proscrire l'utilisation d'éther ou d'adoucissant

Tissu traité **anti-bactérien et anti-fongique**


Tissu classé **anti-feu M1 permanent**. Mousse HR classée au feu **M4**

Matelas conforme au **GPEM/CP 2005** (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation DI 90 GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005. **Classe C**

Résistance à la **compression à 40 %** (kPa) : 3,4 (35kg/m³) et 2(MMF)

Matelas adapté aux **patients ayant un score de Norton ≥ à 14 avec un risque faible ou escarres stade 1**

En option : **coins biseautés**



Mousse intérieure



Confort



Facilité d'entretien



Durabilité



Résistance au feu



Hygiène

